

50 I.E. Actrapid = 0,5 ml +
49,5 ml NaCl 0,9% = 50 ml
1 ml/h = 1 I.E./h

LOCALIZZAZIONE DISPOSITIVI MEDICI

I dispositivi medici sono un investimento importante all'interno della struttura.

L'opportunità di localizzarli in tempo reale, ovunque si trovino, ha vantaggi gestionali ed amministrativi per tutti gli operatori della struttura sanitaria.



LA SOLUZIONE



Localizzazione dispositivi

Rilevazione in tempo reale della posizione su mappa della struttura di ogni dispositivo per fini operativi, gestionali o manutentivi.



Analisi dei percorsi

Analisi delle posizioni di stoccaggio e dei percorsi di sterilizzazione per i box dei ferri chirurgici per la rilevazione della disponibilità in blocco.



Gestione allarmi

Segnalazione automatica dell'uscita dei dispositivi da zone sicure di appartenenza con segnalazione diretta e tracciata a dispositivi del personale.

L'analisi dei dati



ANALISI OPERATIVA

Console di analisi per la rilevazione di opportunità di miglioramento dell'efficienza operativa.



ANALISI GESTIONALE

Verifica puntuale degli indici e delle posizioni di utilizzo dei dispositivi per la valutazione degli acquisti.



INTEGRAZIONE SW

La soluzione si integra con i diversi software per la gestione degli asset.

INDIRIZZO

TapMyLife Srl
24121 Bergamo
Italia

CONTATTI

Telefono : +39 035 673754
Fax: +39 035 4245388

ONLINE

info@tapmylife.com
www.tapmylife.com

TapMy
Life